

**Beaker, acciaio inox****ISOLAB**

Beaker, in acciaio inossidabile. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità AISI 304, resistente ai prodotti chimici e alla corrosione. La robusta costruzione in un pezzo unico, garantisce un lungo ciclo di vita. L'interno liscio e lucido consente una pulizia molto più facile.



Code	Description	Packaging
LLG06286609	Beaker, acciaio inox, 100 ml	1 pz
LLG06286610	Beaker, acciaio inox, 250 ml	1 pz
LLG06286611	Beaker, acciaio inox, 500 ml	1 pz
LLG06286612	Beaker, acciaio inox, 1000 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

