

**Beaker, acciaio inox****ISOLAB**

Beaker, in acciaio inossidabile. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità AISI 304, resistente ai prodotti chimici e alla corrosione. La robusta costruzione in un pezzo unico, garantisce un lungo ciclo di vita. L'interno liscio e lucido consente una pulizia molto più facile.



Code	Description	Packaging
LLG06286609	Beaker, acciaio inox, 100 ml	1 pz
LLG06286610	Beaker, acciaio inox, 250 ml	1 pz
LLG06286611	Beaker, acciaio inox, 500 ml	1 pz
LLG06286612	Beaker, acciaio inox, 1000 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

