

**Bicchiere angolare per TeleScoop, PP****Bürkle**

Bicchiere angolare per TeleScoop, in PP. TeleScoop è un sistema di campionamento versatile con accessori intercambiabili per un ampio range di applicazioni. Gli accessori (beaker angolari, beaker oscillanti, porta bottiglie, beaker in acciaio inossidabile e reti da immersione) sono attaccati all'asta da un pratico giunto ad innesto. Ideale per campionamenti da bagni, vasche, pozzi, corsi d'acqua aperti ecc. Profondità di immersione fino a 6 metri raggiungibile tramite l'asta telescopica regolabile in alluminio. Consente una regolazione personalizzata dell'angolazione del bicchiere.



Code	Description	Packaging
LLG09303812	Bicchiera angolare per asta telescopica, per campionatore 1000 ml, in PP	1 pz.
LLG09303814	Bicchiera angolare per asta telescopica, per campionatore 2000 ml, in PP	1 pz.
LLG09303810	Bicchiera angolare per asta telescopica, per campionatore, 600 ml, in PP	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

