

**Bicchiere angolare per TeleScoop, PP****Bürkle**

Bicchiere angolare per TeleScoop, in PP. TeleScoop è un sistema di campionamento versatile con accessori intercambiabili per un ampio range di applicazioni. Gli accessori (beaker angolari, beaker oscillanti, porta bottiglie, beaker in acciaio inossidabile e reti da immersione) sono attaccati all'asta da un pratico giunto ad innesto. Ideale per campionamenti da bagni, vasche, pozzi, corsi d'acqua aperti ecc. Profondità di immersione fino a 6 metri raggiungibile tramite l'asta telescopica regolabile in alluminio. Consente una regolazione personalizzata dell'angolazione del bicchiere.



Code	Description	Packaging
LLG09303812	Bicchieri angolare per asta telescopica, per campionatore 1000 ml, in PP	1 pz.
LLG09303814	Bicchieri angolare per asta telescopica, per campionatore 2000 ml, in PP	1 pz.
LLG09303810	Bicchieri angolare per asta telescopica, per campionatore, 600 ml, in PP	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

