



Accessori per setacciatori ANALYSETTE 3 PRO e SPARTAN

Fritsch

Accessori per setacciatori ANALYSETTE 3 PRO e SPARTAN.



Code	Description	Packaging
LLG09826404	Coperchio bloccaggio, plexiglas, per setacci Ø 200mm (a secco)	1 pz.
LLG09826405	Coperchio bloccaggio, PA (senza foro ispezione), x setacci Ø200mm (a secco)	1 pz.
LLG09826406	Fondo setacci, acciaio inox, Ø 200mm, h 50mm, per setacciatura a secco	1 pz.
LLG09826444	Fondo setacci, acciaio inox, Ø 200mm, h 50mm, per setacciatura a secco	1 pz.
LLG09826939	Piatto intermedio, in inox, Ø 200mm, h 50mm, per setacciatura a secco	1 pz.
LLG09826940	Piatto intermedio, in inox, Ø 200mm, h 50mm, per setacciatura a secco	1 pz.
LLG09826943	Sistema tensione setacci TorqueMaster, per setacciatura a secco	1 pz.
LLG09826447	Anello intermedio, 3 ugelli, per setacci Ø 200mm, per setacciatura a umido	1 pz.
LLG09826449	Fondo setacci, inox, c/scarico, Ø 200mm, h 50mm, per setacciatura a umido	1 pz.
LLG09826450	Anello intermedio, 3 ugelli, per setacci Ø 200mm, per setacciatura a umido	1 pz.
LLG09826401	Coperchio in plexiglas, 2 ugelli rotanti, per setacci Ø 200mm (ad umido)	1 pz.
LLG09826446	Fondo setacci, inox, c/scarico, Ø 200mm, h 50mm, per setacciatura a umido	1 pz.

