



Sedia da laboratorio Labsit

Bimos

Labsit è la nuova sedia per tutti i tipi di laboratorio. La sua funzione intelligente Flex offre comfort ed ergonomia in laboratorio con minime regolazioni necessarie. Labsit ha tutte le proprietà richieste per il lavoro di laboratorio e, allo stesso tempo, è leggera e universalmente applicabile. Labsit è dunque uno specialista di laboratorio e un all-rounder tutto in uno.

- Giunti minimali: design igienico per una facile pulizia e disinfezione.
- Resistente ai disinfettanti e alle sostanze chimiche: resistente a tutti i disinfettanti e alle sostanze chimiche di solito in uso.
- Rivestimento del sedile in pelle artificiale (morbido e confortevole, lavabile e antibatterico) o morbido rivestimento in schiuma di PU nero (estremamente robusto, lavabile e antibatterico).
- Adatta per camere bianche: certificato per l'uso in ambienti ignifughi categoria 3 secondo ISO 14644-1.
- Aderisce al livello di biosicurezza BSL1, BSL2 e BSL3 della Direttiva per gli agenti biologici, conforme-GMP
- Lo schienale in plastica con la sua funzione 3D-Flex si adatta automaticamente ai movimenti dell'utilizzatore e quindi segue la parte superiore del corpo quando si appoggia o si gira lateralmente.
- La funzione Flex sul bordo anteriore del sedile supporta il lavoro in avanti, che è tipico per il lavoro di laboratorio.
- Il suo peso ridotto e la maniglia integrata garantiscono massima mobilità e facilità di movimentazione in laboratorio.
- Regolazione dell'altezza del sedile tramite molla a gas.
- Base a stella in solido alluminio lucido, design piatto.
- L'anello appoggia piedi cromato per le sedie alte fornisce supporto tramite l'ampia area di appoggio e può essere facilmente e rapidamente regolato in altezza.



- Con certificato "Testato per Sicurezza" (marchio GS).
- 10 anni di garanzia, made in Germany

Accessori: braccioli (coppia).

Lab-Clip: Il Lab-Clip intelligente consente a Labsit di essere facilmente, individualmente e rapidamente etichettati, e questo crea ordine. Può essere aggiunto o rimosso in qualsiasi momento.

Code	Description	Packaging
LLG06287730	Sedia, in pelle artificiale, ruote, h seduta 450-650 mm, antracite	1 pz.
LLG06287733	Sedia, in schiuma PU, ruote, h seduta 450-650 mm, antracite	1 pz.
LLG06287736	Sedia, pelle artificiale, piedini, poggiapiedi, h seduta 520-770mm, antrac.	1 pz.
LLG06287739	Sedia, in schiuma PU, piedini, poggiapiedi, h seduta 520-770 mm, antracite	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06287742	Sedia, pelle artificiale, ruote Stop&Go, poggiapiedi, h sed.560-810mm, ant.	1 pz.
LLG06287745	Sedia, in schiuma PU, ruote Stop&Go, poggiapiedi, h seduta 560-810mm, antr.	1 pz.
LLG06287729	Sedia, in pelle artificiale, ruote, h seduta 450-650 mm, blu	1 pz.
LLG06287732	Sedia, in schiuma PU, ruote, h seduta 450-650 mm, blu	1 pz.
LLG06287735	Sedia, in pelle artificiale, piedini, anello poggia piedi, h seduta 520-770	1 pz.
LLG06287738	Sedia, in schiuma PU, piedini, poggiapiedi, h seduta 520-770 mm, blu	1 pz.
LLG06287741	Sedia, pelle artificiale, ruote Stop&Go, poggiapiedi, h sed. 560-810mm, blu	1 pz.
LLG06287744	Sedia, in schiuma PU, ruote Stop&Go, poggiapiedi, h seduta 560-810mm, blu	1 pz.
LLG06287731	Sedia, in pelle artificiale, ruote, h seduta 450-650 mm, arancione	1 pz.
LLG06287734	Sedia, in schiuma PU, ruote, h seduta 450-650 mm, arancione	1 pz.
LLG06287737	Sedia, pelle artificiale, piedini, poggiapiedi, h seduta 520-770mm, arancio	1 pz.
LLG06287740	Sedia, in schiuma PU, piedini, poggiapiedi, h seduta 520-770 mm, arancione	1 pz.
LLG06287743	Sedia, pelle artificiale, ruote Stop&Go, poggiapiedi, h sed.560-810mm, aran	1 pz.
LLG06287746	Sedia, in schiuma PU, ruote Stop&Go, poggiapiedi, h sed. 560-810mm, arancio	1 pz.
LLG06287747	Sgabello, in schiuma PU, ruote, h seduta 450-650 mm	1 pz.
LLG06287748	Braccioli multifunzionali	1 pz.
LLG06287749	Clip, scrivibile	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

