



Pipette volumetriche, Vetro AR-Glas®, classe AS, 1 tratto, graduazione ambrata

Hirschmann

Pipette volumetriche, Vetro AR-Glas®, classe AS, 1 tratto, graduazione ambrata. Calibrato EX (TD). Con identificazione datata del lotto. Certificato di conformità. Con graduazione di colore ambrata di lunga durata, in accordo con DIN EN ISO 648. Per questi prodotti è generabile e stampabile il Rapporto di Taratura del lotto, gratuitamente su www.hirschmannlab.com. Sono disponibili anche il singolo rapporto di calibrazione o il certificato DAkkS (ex rapporto di calibrazione DKD).



Code	Description	Packaging
LLG07200075	Pipette classe AS, 1,5* ml, tolleranza $\pm 0,01$ ml, lungh. 350 ± 10 mm	1 pz.
LLG06200955	Pipette classe AS, 0,5 ml, tolleranza $\pm 0,005$ ml, lungh. 300 ± 10 mm	1 pz.
LLG06052959	Pipette classe AS, 1 ml, tolleranza $\pm 0,008$ ml, lungh. 325 ± 10 mm	1 pz.
LLG06079397	Pipette classe AS, 2,5* ml, tolleranza $\pm 0,01$ ml, lungh. 350 ± 10 mm	1 pz.
LLG06092721	Pipette classe AS, 2 ml, tolleranza $\pm 0,01$ ml, lungh. 350 ± 10 mm	1 pz.
LLG06303738	Pipette classe AS, 3* ml, tolleranza $\pm 0,01$ ml, lungh. 350 ± 10 mm	1 pz.
LLG06081798	Pipette classe AS, 5 ml, tolleranza $\pm 0,015$ ml, lungh. 410 ± 10 mm	1 pz.
LLG06300025	Pipette classe AS, 6* ml, tolleranza $\pm 0,015$ ml, lungh. 410 ± 10 mm	1 pz.
LLG06300026	Pipette classe AS, 7* ml, tolleranza $\pm 0,015$ ml, lungh. 410 ± 10 mm	1 pz.
LLG06300028	Pipette classe AS, 4* ml, tolleranza $\pm 0,015$ ml, lungh. 410 ± 10 mm	1 pz.
LLG06050827	Pipette classe AS, 10 ml, tolleranza $\pm 0,02$ ml, lungh. 450 ± 10 mm	1 pz.
LLG06077361	Pipette classe AS, 8* ml, tolleranza $\pm 0,02$ ml, lungh. 450 ± 10 mm	1 pz.
LLG06300299	Pipette classe AS, 9* ml, tolleranza $\pm 0,02$ ml, lungh. 450 ± 10 mm	1 pz.
LLG06057100	Pipette classe AS, 15* ml, tolleranza $\pm 0,03$ ml, lungh. 520 ± 10 mm	1 pz.
LLG06084029	Pipette classe AS, 20 ml, tolleranza $\pm 0,03$ ml, lungh. 520 ± 10 mm	1 pz.
LLG06057101	Pipette classe AS, 30* ml, tolleranza $\pm 0,03$ ml, lungh. 530 ± 10 mm	1 pz.
LLG06084072	Pipette classe AS, 25 ml, tolleranza $\pm 0,03$ ml, lungh. 530 ± 10 mm	1 pz.
LLG06054343	Pipette classe AS, 50 ml, tolleranza $\pm 0,05$ ml, lungh. 550 ± 10 mm	1 pz.
LLG06077366	Pipette classe AS, 40* ml, tolleranza $\pm 0,05$ ml, lungh. 550 ± 10 mm	1 pz.
LLG06055472	Pipette classe AS, 100 ml, tolleranza $\pm 0,08$ ml, lungh. 600 ± 10 mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

