

**Occhiali di sicurezza uvex super g 9172****Uvex**

Occhiali di sicurezza uvex super g 9172. Gli occhiali di sicurezza più leggeri al mondo! Grazie ad un processo produttivo ottimale, sono state create delle lenti estremamente sottili con eccezionale chiarezza ottica. Le lenti hanno una aerodinamica ideale e sono angolate in modo tale da fornire una ventilazione eccellente, mantenendo gli occhi nello stato ottimale. Il telaio è prodotto in polimeri ultraleggeri e altamente tecnologici, garantendo la massima flessibilità. Costruito secondo l'innovativo concetto Uvex X-stream-technology, per un'eccellente vestibilità senza scivolamento e per un'ampia gamma di applicazioni. Il modello super g è completamente privo di metalli e garantisce il livello massimo di protezione, con un peso di soli 18 g. Il rivestimento delle lenti è supravision HC-AF: esterno antigraffio, interno anti-appannamento, 100% protezione UV optidur NCH: eccellente resistenza chimica e antigraffio, 100% protezione UV.



Code	Description	Packaging
LLG06228096	Occhiali sicurezza, cristallo, lenti PC trasp./UV 2-1.2 supravision HC-AF	1 pz.
LLG09005164	Occhiali sicurezza, titanio, lenti PC trasparente/UV, 2-1.2, optidur NC	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

