



Filtri per siringa Minisart-plus, acetato di cellulosa/fibra vetro (CA/GF)

Sartorius

Filtri per siringa Minisart-plus, acetato di cellulosa/fibra vetro (CA/GF). Minisart-plus Sartorius si distinguono da Minisart NML solo per la presenza di un prefiltro in fibra di vetro che consente di filtrare volumi maggiori di liquidi di difficile filtrazione. Disponibili sterili, confezionati individualmente, o non sterili, confezionati in bulk, in confezione esterna come indicato.



Code	Description	Packaging
LLG09049118	Filtri siringa Minisart-plus, Ø 28 mm, pori 0,20 µm, sterile	50 pz.
LLG09049126	Filtri siringa Minisart-plus, Ø 28 mm, pori 0,20 µm, non sterile	500 pz.
LLG07017224	Filtri per siringa Minisart NML Plus, GF/CA, Ø28 mm, 1,20 µm, non sterile	500 pz.
LLG09049119	Filtri siringa Minisart GF, Ø 28 mm, pori 0,70 µm, non sterile	50 pz.
LLG09049120	Filtri siringa Minisart GF, Ø 28 mm, pori 0,70 µm, non sterile	500 pz.
LLG09049127	Filtri siringa Minisart-plus, Ø 28 mm, pori 0,45 µm, sterile	50 pz.
LLG09049128	Filtri siringa Minisart-plus, Ø 28 mm, pori 0,45 µm, non sterile	500 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

