

**Filtri per siringa Minisart® High Flow Polietersulfone (PES)**

Sartorius Lab Instruments

Filtri per siringa Minisart® High Flow Polietersulfone (PES). Filtri per siringa Minisart® High Flow per filtrazione sterile, rimozione di particelle e ultra-pulizia. Copre una vasta gamma di pH. Questi filtri a siringa indipendenti, pronti per l'uso, con filtro a membrana PES presentano un'eccellente velocità di flusso e alto volume filtrabile. Il Minisart® High Flow è un filtro a siringa per sterilizzazione volume rapida con la massima praticità d'uso. Unità pronte all'uso, che offrono portate a basse pressioni di ingresso, consentendo una corrispondente filtrazione sterile più rapida.



Code	Description	Packaging
LLG09049865	Filtri siringa Minisart® High Flow, Ø 28 mm, pori 0,45 µm, sterili	50 pz.
LLG06201927	Filtri siringa Minisart High Flow, PES Ø28mm 0,22µm Male Luer Slip Sterili	50 pezzi
LLG09049129	Filtri siringa Minisart® High Flow, Ø 28 mm, pori 0,20 µm, sterili	50 pz.
LLG09049130	Filtri siringa Minisart® High Flow, Ø 28 mm, pori 0,20 µm, non sterili	500 pz.
LLG09049866	Filtri siringa Minisart® High Flow, Ø 28 mm, pori 0,10 µm, sterili	50 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

