



Vacuometro DVR 2 pro

Vacuometro DVR 2 pro. Strumento versatile e compatto per misure di vuoto comprese tra pressione atmosferica e 1 mbar. Trasduttore capacitivo in allumina ceramica, con eccellente resistenza alla corrosione e stabilità a lungo termine. Per calibrazione DKD iniziale alla consegna, si prega di ordinare separatamente il cod. LLG07059540.

Caratteristiche

- Range di misura: 1080 - 1 mbar (hPa), 810
- 1 Torr
- Principio di misura: capacitativa; misura pressione assoluta indipendente dal tipo di gas
- Accuratezza misurazione: < 1mbar (0,75 Torr) +/- 1 digit
- Alimentazione/ batterie: batteria 9 V
- Dimensioni (L x P x H): 115 x 115 x 66 mm
- Peso: 400 g



Code	Description	Packaging
LLG06263582	Vacuometro DVR 2 pro	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

