



## Coppa viscosimetrica con ugello fisso

Coppa viscosimetrica con ugello fisso. Con ugello fisso in acciaio inossidabile. Alloggiamento in alluminio anodizzato al titanio, cod. LLG06226824 con alloggiamento in acciaio inossidabile.



| Code        | Description                       | Packaging |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| LLG06226824 | Coppa viscosimetrica ugello 4 mm  | 1 pz.     |
| LLG09149862 | Coppa viscosimetrica, ugello 4 mm | 1 pz.     |
| LLG06091529 | Coppa viscosimetrica ugello 3 mm  | 1 pz.     |
| LLG06301841 | Coppa viscosimetrica ugello 6 mm  | 1 pz.     |
| LLG06302759 | Coppa viscosimetrica ugello 8 mm  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

