



## Sostegno a treppiede

Sostegno a treppiede. In acciaio zincato. Con parte superiore circolare e gambe di supporto svasate.



| Code        | Description                                        | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|
| LLG09034110 | Sostegno a treppiedi, in acciaio Ø 100 mm h 180 mm | 1 pz      |
| LLG06200910 | Sostegno a treppiedi, in acciaio Ø 120 mm h 250 mm | 1 pz      |
| LLG06234831 | Sostegno a treppiede, Ø 120 mm, Altezza 260 mm     | 1 pz      |
| LLG09034112 | Sostegno a treppiedi, in acciaio Ø 120 mm h 210 mm | 1 pz      |
| LLG09034114 | Sostegno a treppiedi, in acciaio Ø 140 mm h 220 mm | 1 pz      |
| LLG06059957 | Sostegno a treppiedi, in acciaio Ø 160 mm h 230 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

