

**Nastro di tenuta, PTFE****Bürkle**

Nastro di tenuta, PTFE.
Per sigillare le filettature.

- Bassa abrasione;
- Buona resistenza chimica;
- Resistente alle temperature da -80 °C a 260 °C.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06070086 | Nastro di tenuta, PTFE, Larghezza 12,0 mm, Lunghezza 12,0 mm, Resistenza alla temperatura -80 ... 260 °C | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

