

**Soluzioni tampone monouso**

Mettler-Toledo Online

Soluzioni tampone monouso. In sacchetti sigillati. La confezione garantisce una soluzione tampone sempre fresca e non contaminata.



Code	Description	Packaging
LLG09041813	Soluzioni tampone, Valore pH 4,01/7,00/9,21 a 25 °C, Volume 20 ml, Tolleranza $\pm 0,02$ ml	30 pz
LLG09041814	Soluzioni tampone, Valore pH 4,01/7,00/10,01 a 25 °C, Volume 20 ml, Tolleranza $0,02 \pm$ ml	30 pz
LLG07661134	Soluzioni tampone, Valore pH 2.00 a 25 °C, Volume 20 ml, Tolleranza $0.02 \pm$ ml	30 pz
LLG09041816	Soluzioni tampone, pH 4,01 a 25 °C, 20ml, Tolleranza $\pm 0,02$ ml	30 x 20 ml
LLG09041817	Soluzioni tampone, pH 7,00 a 25 °C, 20ml, Tolleranza $\pm 0,02$ ml	30 x 20 ml
LLG09041818	Soluzioni tampone, pH 9,21 a 25 °C, 20ml, Tolleranza $\pm 0,02$ ml	30 x 20 ml



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

