

**Vassoi per agitatori****GFL**

Vassoi per agitatori. In acciaio inossidabile con fori per fermagli a molla per beute Erlenmeyer e altre apparecchiature accessorie.

Tipo 3950: per agitatori 3005 / 3006.

Tipo 3966 per agitatori 3011 - 3018 (vedi anche agitatore con incubatore 3031)

Tipo 3980 per agitatori 3019 / 3020 (vedi anche agitatore con incubatore 3033)

In alluminio anodizzato spessore 3 mm, con fori per il fissaggio di fermagli a molla per accogliere beute Erlenmeyer e altre apparecchiature accessorie.



Code	Description	Packaging
LLG09837972	Vassoi per agitatori 3950, per tipo 3005 / 3006	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

