



## Microsiringhe serie 700, con ago removibile

Microsiringhe serie 700, con ago removibile. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): Ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC Siringa di tipo RN, elettroaffinato, rimovibile. Corpo in vetro borosilicato. - 5µl - 500 µl- ago cementato (N), rimovibile (RN), o con attacco LUER (LT). Pistone in acciaio, smerigliato individualmente, perciò non intercambiabile e non disponibile come parte di ricambio. Alta tenuta tra pistone e corpo siringa.



| Code        | Description                                                                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06059899 | Microsiringa, Tipo 701 RN Cap. 10 µl Calibro 26s Punta 2 (GC)                           | 6 pz      |
| LLG06204385 | Microsiringhe, serie 700, per ago removibile RN, Tipo 701 RN, Capacità 10 µl, senza ago | 1 pz      |
| LLG09221021 | Microsiringa, Tipo 701 LT* Cap. 10 µl                                                   | 1 pz      |
| LLG09221081 | Microsiringa Tipo 701 RN , Capacità 10 µl, Calibro 26s , Punta 2 (GC)                   | 1 pz      |
| LLG09221024 | Microsiringa, Tipo 710 LT* Cap. 100 µl                                                  | 1 pz      |
| LLG09221084 | Microsiringa, Tipo 710 RN Cap. 100 µl Calibro 22s Punta 2 (GC)                          | 1 pz      |
| LLG09221022 | Microsiringa, Tipo 702 LT* Cap. 25 µl                                                   | 1 pz      |
| LLG09221082 | Microsiringa, Tipo 702 RN Cap. 25 µl Calibro 22s Punta 2 (GC)                           | 1 pz      |
| LLG09221025 | Microsiringa, Tipo 725 LT* Cap. 250 µl Calibro 22s Punta                                | 1 pz      |
| LLG09221085 | Microsiringa, Tipo 725 RN Cap. 250 µl Calibro 22s Punta 2 (GC)                          | 1 pz      |
| LLG09221080 | Microsiringa, Tipo 75 RN Cap. 5 µl Calibro 26s Punta 2 (GC)                             | 1 pz      |
| LLG09221023 | Microsiringa, Tipo 705 LT* Cap. 50 µl                                                   | 1 pz      |
| LLG09221083 | Microsiringa Tipo 705 RN , Capacità 50 µl, Calibro 22s , Punta 2 (GC)                   | 1 pz      |
| LLG09221026 | Microsiringa, Tipo 750 LT* Cap. 500 µl                                                  | 1 pz      |
| LLG09221086 | Microsiringa, Tipo 750 RN Cap. 500 µl Calibro 22s Punta 2 (GC)                          | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

