

**Filtro a membrana in policarbonato****Sartorius**

Filtro a membrana in policarbonato. Tipo 230. Policarbonato, bianco, non sterile. Membrana nucleare in policarbonato con superficie particolarmente liscia e distribuzione fitta dei pori. Ideale, ad esempio, per la determinazione di DOC-/TOC, analisi delle particelle o microscopia ad epifluorescenza.



Code	Description	Packaging
LLG09049180	Membrane blotting, tipo 23007, pori 0,20 µm, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09049182	Membrane blotting, tipo 23006, pori 0,40 µm, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09049181	Membrane blotting, tipo 23007, pori 0,20 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09049183	Membrane blotting, tipo 23006, pori 0,40 µm, Ø 47 mm	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

