



## Semimaschera 620 N / 620 S

Semimaschera 620 N / 620 S. Tutte le maschere sono conformi a EN140 e certificate secondo le direttive 89/686/EEC. Connessione con filettatura standard secondo EN 148-1 che consente un utilizzo efficiente ed economico dei filtri a vite standard oltre che di filtri inseribili e di supporti riutilizzabili. La maschera può essere utilizzata come puro dispositivo di filtrazione oltre che come maschera per la linea d'aria. Due valvole di espirazione assicurano bassa resistenza respiratoria. Il design ergonomico del corpo-maschera e la zona di tenuta permettono di usare una sola dimensione della maschera per tutti i visi.



Code	Description	Packaging
LLG06800724	Semi maschera 620 N*	1 pz.
LLG09005575	Semi maschera 620 S**	1 pz.
LLG06801096	Scatola di trasporto per semimaschera	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

