

**Protezione respiratoria - Filtri con innesto per semimaschera 620 N, 620 S**

Protezione respiratoria. Filtri con innesto per semimaschera 620 N, 620 S. Testati ed omologati secondo EN 143 / EN 14387, marcatura CE. I filtri ad incastro sono collegati alla maschera attraverso un supporto filtri dotato di un raccordo filettato standard secondo EN 148-1. Il filtro per particolato è composto da un involucro in PE con incorporato un filtro in fibra di vetro. La speciale sagoma offre un'ampia superficie filtrante in dimensioni molto contenute. Il prefiltro cattura aerosol e polveri, previene l'esaurimento rapido del filtro prolungandone la durata. Può essere sostituito in modo semplice poichè viene inserito nel carter filtri. Infiammabili.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09005577 | Prefiltro 35/70 | 20 pz. |
| LLG09005586 | Supporto filtro 5570/35, per filtri 19A, 19B, 24 P2, 25 P3 | 1 pz. |
| LLG09005587 | Supporto filtro 5570/70 | 1 pz. |
| LLG09005580 | Filtro gas 19 A, livello di protezione A1, Attenzione! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz | 1 pz. |
| LLG09005581 | Filtro gas 19 B, livello di protezione B1 | 1 pz. |
| LLG09005585 | Filtro per particolato 25 P 3, livello di protezione P3 R | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

