



Armadietto di pronto soccorso HEIDELBERG

Armadietto di pronto soccorso HEIDELBERG. Contiene una dotazione di prodotti secondo DIN 13157. Lamiera d'acciaio con spessore 0,7 mm. Verniciatura elettrostatica a polvere, bianca. Una porta, con guarnizione. Lucchetto di sicurezza con due chiavi. Angoli e bordi arrotondati. Dotato di supporto per installazione a parete. Ampi scomparti interni con un ripiano regolabile in altezza. Etichette scritte in tedesco.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09264170 | Armadietto di pronto soccorso HEIDELBERG | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

