



Valigette di pronto soccorso QUICK-CD / MT-CD

Valigette di pronto soccorso QUICK-CD / MT-CD. Plastica ABS rinforzata, alta resistenza agli urti e al calore. Valigetta con due gusci e guarnizione in gomma, angoli e bordi arrotondati. Con sigillo di chiusura. Chiusure a rotazione, maniglia robusta. Supporto per eventuale installazione a parete con dispositivo per blocco 90°. Suddivisione variabile mediante ripiani, coperture trasparenti. Colore arancio. Scritte serigrafate in tedesco ed icone colorate. (Confezione di ricarica: LLG06264229 per QUICK-CD, confezione di ricarica LLG06264242 per MT-CD).



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09264160 | Valigetta pronto soccorso QUICK-CD completa, DIN 13157, dim. 260x110x170 mm | 1 pz |
| LLG09264164 | Valigetta pronto soccorso MT-CD completa, DIN 13169, dim. 400x150x300 mm | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

