

**Tappi sterili SILICOSEN® tipo C****Hirschmann**

Tappi sterili SILICOSEN® tipo C. SILICOSEN® e BIO-SILICO® sono tappi in gomma sterile siliconica appositamente preparati, con bolla continua, per preparazione, riempimento e sterilizzazione di mezzi di coltura. La loro struttura a pori uniformi e la buona permeabilità all'aria li rendono eccellenti per la coltivazione di microorganismi aerobici. La scelta tra questi due tipi di tappi dipende dalle esigenze applicative. I tappi per coltura SILICOSEN® hanno una bassa evaporazione di acqua che li rende particolarmente adatti per culture a lungo termine. I tappi per coltura BIO-SILICO® hanno alta permeabilità all'aria, simile al cotone. Entrambi i tipi sono chimicamente resistenti, resistenti alla temperatura, repellenti ai liquidi e riutilizzabili. Sono caratterizzati da una superba permeabilità e si fissano ermeticamente ai contenitori grazie al bordo di tenuta. Adatti per l'agitazione di colture.



Code	Description	Packaging
LLG09231120	Tappi in silicone sterili C-20 NS 15-20, Ø membrana 16 mm, lungh. 28 mm	1 pz.
LLG09231130	Tappi in silicone sterili C-30 NS 20-30, Ø membrana 26 mm, lungh. 28 mm	1 pz.
LLG09231140	Tappi in silicone sterili C-40 NS 30-40, Ø membrana 36 mm, lungh. 28 mm	1 pz.
LLG09231150	Tappi in silicone sterili C-55 NS 40-50, Ø membrana 50 mm, lungh. 28 mm	1 pz.
LLG09231160	Tappo sterile in silicone, giunto NS 42/52mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

