

**Contenitore di sicurezza in acciaio inossidabile****Rötzmeier**

Contenitore di sicurezza in acciaio inossidabile. In acciaio inossidabile lucidato, grado 1.4571, con guarnizioni in PTFE, a prova di esplosione con valvola tagliafuoco e valvola di sovrappressione, con tappo auto-chiudente per conservazione e riempimento orizzontale, per sicura conservazione, distribuzione e trasporto interno di liquidi infiammabili, con maniglia ergonomica di trasporto in acciaio inossidabile.



Code	Description	Packaging
LLG09042911	Tanica c/dispositivo misuraz., chiusura autom., 1½", 10 L, 130x280x380 mm	1 pz.
LLG09042916	Tanica con tappo a vite 1½", 10 L, 130x280x380 mm	1 pz.
LLG09042921	Tanica con rubinetto maschio 1½", 10 L, 230x280x380 mm	1 pz.
LLG09042912	Tanica c/dispositivo misuraz., chiusura autom., 1½", 20 L, 175x345x470 mm	1 pz.
LLG09042917	Tanica con tappo a vite 1½", 20 L, 175x345x470 mm	1 pz.
LLG09042922	Safety canister 20 ltrs.	1 pz.
LLG09042910	Tanica c/dispositivo misuraz., chiusura autom., 1½", 5 L, 130x200x310 mm	1 pz.
LLG09042915	Tanica con tappo a vite 1½", 5 L, 130x200x310 mm	1 pz.
LLG09042920	Tanica con rubinetto maschio 1½", 5 L, 130x200x310 mm	1 pz.
LLG09042976	Imbuto TR 2 inclinato, Ø tubo 34 mm, h 120 mm, Ø 120 mm	1 pz.
LLG09042941	Dispositivo di misurazione, chiusura automatica, da 1¼"	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

