

**Stufe riscaldanti, serie ED, FD, FED****BINDER**

Stufe riscaldanti, serie ED, FD, FED.

- Linea Avantgarde

Le camere essiccanti a circolazione naturale o forzata hanno un nuovo design, un funzionamento ed efficienza convenienti, oltre all'eccezionale accuratezza della temperatura grazie alla più recente tecnologia APT.line.

- Equipaggiamento:

- Range temperatura serie ED: da +5/6 °C sopra ambiente a +300 °C
- Range temperatura serie FD, FED: da +10°C sopra ambiente a +300 °C
- Controller con display LCD
- Controllo elettromeccanico dello scarico aria esausta
- 2 rack cromati
- Dispositivo indipendente di sicurezza della temperatura in classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo di temperatura
- Porta USB per registrazione dati



Code	Description	Packaging
LLG04658061	Stufa ED 56, 57 litri, esterne 560x565x625 mm, interne 360x380x420 mm	1 pz.
LLG04658059	Stufa ED 115, 114 litri, esterne 710x605x735 h mm, interne 510x425x530 h mm	1 pz.
LLG06280296	Stufe riscaldanti FED 260, 260 L, RT+10°C/300 °C	1 pz.
LLG06280362	Stufa FD 260, 260 litri, esterne 810x760x965 mm, interne 650x515x780 mm	1 pz.
LLG06280295	Stufe riscaldanti FED 56, 60 L, RT+10°C/300 °C	1 pz.
LLG06280292	Stufa ED 260, 260 litri, esterne 810x760x965 mm, interne 610x550x760 mm	1 pz.
LLG06280069	Stufa FD 56, 60 litri, esterne 560x565x625 mm, interne 400x345x440 mm	1 pz.
LLG04658060	Stufa FD 115, 116 litri, esterne 710x605x735 mm, interne 550x385x550 mm	1 pz.
LLG06280284	Stufe riscaldanti FED 115, 116 L, RT+10°C/300 °C	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

