



Buretta digitale, opus®

Hirschmann

Buretta digitale, opus®. Un'unità di titolazione con un sistema di ricircolo del reagente per titolazioni motorizzate direttamente dalla Bottiglia del reagente. Disponibile in tre volumi (10ml, 20ml e 50ml) Goccia a goccia per ottenere precisi risultati di analisi - combina accuratezza con risparmio di tempo e utilizzo semplice. Il controllo elettronico della titolazione consente di ottenere ogni volta risultati riproducibili e dinamiche esattamente definite. Titolazione rapida salva-tempo con conseguente miglioramento in precisione ed efficienza. L'incremento della titolazione innescata dal motore consente la realizzazione di una goccia-rottura con produzione di volumi da 10 µl a 99.999 ml e fornisce risoluzioni fino alla terza cifra decimale. La procedura di titolazione viene con figurata sul TFT touchscreen intuitivo. L'utente viene guidato attraverso le funzioni di menu che sono facilmente leggibili e comprensibili. Nove diverse procedure di titolazione, con le loro impostazioni complete, possono essere salvate nella memoria del metodo e riattivate in qualsiasi momento, se necessario. Panoramica dei dettagli- Controllo e dispensazione elettronica dei volumi- Una protezione dalla luce per la finestra del blocco della valvola è inclusa nella fornitura- Titolazione innescata dalle unità motore che consente la realizzazione di una rottura di goccia da 10 µl per determinazioni precise- Sistema di ricircolo del campione per sfiato semplice e rapido senza perdita di reagente- Rotazione libera- TFT touchscreen con menu di facile utilizzo- Metodo Memoria per nove diverse procedure di titolazione con memorizzazione di tutte le impostazioni- Interfaccia USB e RS232 per collegamento a PC- Possibile l'integrazione nelle procedure automatizzate - Alimentazione: 100-240V, conspina EU, UK, US Fornita con: opus® completo con filettatura 45 mm, 3 adattatori (A 32, A 38 e S 40), 1 tubo di aspirazione con vite accoppiata, 1 unità titolazione di scarico e 1 alimentatore, 1 finestra di protezione marrone chiaro, modulo touch screen titolazione, Cavo di alimentazione dati 0,75 m, manuale di istruzioni, singolo rapporto di



taratura.

Code	Description	Packaging
LLG09287870	Burette digitale, opus®, volume 20 ml	1 pz.
LLG09287871	Burette digitale, opus®, volume 50 ml	1 pz.
LLG09287875	Burette digitale, opus®, volume 10 ml	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

