

**Incubatori, serie BD, BF - Linea Avantgarde****BINDER****Incubatori, serie BD, BF - Linea Avantgarde**

La serie BD è particolarmente indicata per incubazione delicata di organismi, oltre che per condizionamento dei campioni sensibili al calore. Il nuovo design di queste unità e la distribuzione omogenea della temperatura, assicurano ottimi risultati.

La serie BF è indicata per le incubazioni più esigenti, in particolare per carichi completi e grossi lotti. La nuova tecnologia APT.line fornisce una distribuzione completamente omogenea della temperatura. Con la migliorata funzione timer e la ventola regolabile, è possibile controllare facilmente sia la temperatura che la circolazione forzata.

- Controllore con display LCD
- Controllo elettromeccanico dell'uscita aria esausta
- Porta interna prodotta da vetro temperato di sicurezza
- 2 supporti cromati
- Impilabile fino al volume di 115 L
- Dispositivo integrato indipendente di sicurezza della temperatura in Classe 3.1 (DIN 12880) con allarme visivo
- Design ergonomico
- Porta USB per registrazione dati

Range temperatura

BD 56, BD 115, BD 260: da +5 °C sopra temp. ambiente a 100 °C

BF 56, BF 260: da +7 °C sopra temp. ambiente a 100 °C

BF 115: da +5 °C sopra temp. ambiente a 100 °C



Code	Description	Packaging
LLG06270115	Incubatori BF 260, 260 litri, Dim. esterne(LxPxH) 810x760x965 mm	1 pz.
LLG06280291	Incubatore BD 260, 260 L, dim.est.940x760x965 h mm dim.int.610x545x760 h mm	1 pezzo
LLG06280269	Incubatori BD 56, 57 litri, Dim. esterne(LxPxH) 560x565x625 mm	1 pz.
LLG04658058	Incubatori BF 56, 59 litri, Dim. esterne(LxPxH) 560x565x625 mm	1 pz.
LLG06280293	Incubatori BF 115, 115 litri, Dim. esterne(LxPxH) 710x605x735 mm	1 pz.
LLG06280290	Incubatori BD 115, 115 litri, Dim. esterne(LxPxH) 710x605x735 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

