

**Bottiglie a bocca larga, serie 303, PP, con tappo a vite****Kautex**

Bottiglie a bocca larga, serie 303, PP. Rotonde, colore naturale. Con graduazioni approssimative. Ideali per liquidi, paste e granulati. Per raccolta, conservazione e come contenitori per il trasporto. Possono essere riempite con sostanze calde. Autoclavabili max. fino a 121 °C. **Con tappo a vite.**

Nota: prima di eseguire il trattamento in autoclave è necessario svitare il tappo e porlo rovesciato sulla bottiglia. Non basta solo svitare il tappo.



Code	Description	Packaging
LLG06287813	Bottiglie bocca larga, 100ml, Ø 48,5mm, Ø fil.est. 32mm, h senza tappo 94 mm, fornite CON TAPPO A VITE	1 pz.
LLG06287816	Bottiglie bocca larga, 1000ml, Ø 96mm, Ø fil.est.65mm, h senza tappo 205mm, fornite CON TAPPO A VITE	1 pz.
LLG06287814	Bottiglie bocca larga, 250ml, Ø 64,5mm, Ø fil.est.40mm, h senza tappo 121mm, fornite CON TAPPO A VITE	1 pz.
LLG06287815	Bottiglie bocca larga, 500ml, Ø 77,5mm, Ø fil.est.50mm, h senza tappo 155 mm, fornite CON TAPPO A VITE	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

