

**Contagocce, PE-HD****Kautex**

Contagocce, PE-HD. Colore naturale. Senza tappo (da ordinare separatamente).
Tappo Kombi in PE-HD con beccuccio avvitabile cod. LLG09073313.
Particolarmente indicata per agglutinanti o altri liquidi dosabili con precisione.



Code	Description	Packaging
LLG09073310	Contagocce PE-HD, senza tappo, 10 ml, Ø 24,0 mm	1 pz.
LLG09073311	Contagocce PE-HD, senza tappo, 25 ml, Ø 31,3 mm	1 pz.
LLG09073312	Contagocce PE-HD, senza tappo, 50 ml, Ø 40,0 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

