

**Dispensatori per flaconi Seripettor® / Seripettor® pro****BRAND****Dispensatori per flaconi Seripettor® / Seripettor® pro**

I dispensatori per flaconi economici per la routine.

I seripettor® e seripettor® pro sono dispensatori per bottiglie innovativi con uno speciale design. Una molla di sollevamento consente il riempimento automatico. Quando il pistone si usura, si può sostituire l'intera unità dosatrice, senza attrezzi. Si eliminano riparazioni costose.

-Cartuccia dispensatrice a basso costo, con guarnizione di tenuta, sostituibile. La dotazione iniziale include una cartuccia dosatrice di ricambio.

-Dosaggio semi-automatico. Il pistone a molla ricarica il cilindro dopo il dosaggio.

-Regolazione del volume. Il cursore dentato di regolazione consente di regolare il volume desiderato in modo veloce e preciso.

-Smontaggio senza attrezzi. Tutte le parti sono sostituibili velocemente. Il design innovativo dei seripettor®/seripettor® pro ne facilita la pulizia e la manutenzione.

-Collegabile alla maggior parte di bottiglie

**Seripettor®**

Per dispensare soluzioni alcaline, tamponi e soluzioni vitaminiche, oltre a terreni di coltura (es. agar nutritivo), fino a 60°C

**Seripettor® pro**

Range più ampio di applicazioni rispetto al modello seripettor®, per dispensare numerose soluzioni acide, alcaline e saline.



Parti fornite: Tubo di scarico, tubo di riempimento, cartuccia dispensatrice di scorta e adattatori in PP (GL 45/32, GL 45/S40 e GL 45/38).



Code	Description	Packaging
LLG09284849	Dispensatori per flaconi Seripettor®, Volume 0,2 - 2 ml, Grad. 0,04 ml, Accuratezza Max. Vol. 1,2 ( $\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,2 ( CV%)	1 pz
LLG09284850	Dispensatori per flaconi Seripettor®, Volume 1 - 10 ml, Grad. 0,2 ml, Accuratezza Max. Vol. 1,2 ( $\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,2 ( CV%)	1 pz
LLG09284851	Dispensatori per flaconi Seripettor®, Volume 2,5 - 25 ml, Grad. 0,5 ml, Accuratezza Max. Vol. 1,2 ( $\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,2 ( CV%)	1 pz
LLG09284852	Dispensatori per flaconi Seripettor® pro, Volume 1 - 10 ml, Grad. 0,2 ml, Accuratezza Max. Vol. 1,2 ( $\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,2 ( CV%)	1 pz
LLG09284853	Dispensatori per flaconi Seripettor® pro, Volume 2,5 - 25 ml, Grad. 0,5 ml, Accuratezza Max. Vol. 1,2 ( $\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,2 ( CV%)	1 pz
LLG09284854	Dispensatori per flaconi Seripettor® pro, Volume 0,2 - 2 ml, Grad. 0,04 ml, Accuratezza Max. Vol. 1,2 ( $\pm$ A%), Precisione Max. Vol 0,2 ( CV%)	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

