

**Dispensatore, per Bottiglia, Polyfix®****Poulten & Graf**

Dispensatore, per Bottiglia, Polyfix®. Adatto al dosaggio di soluzioni acquose e acidi deboli. Con cilindro di dosaggio calibrato, in vetro. Per motivi di sicurezza il blocco valvole non può essere smontato.- Certificato di conformità- Sistema di regolazione del volume facile da utilizzare, a spostamento rapido e taratura a rotazione- Blocco valvole in PP (GL32) con adattatore FIX, che allinea il dispensatore sulla Bottiglia. Il dosatore non è adatto per solventi. La fornitura comprende 2 adattatori in PP (GL 40 e GL 45).



Code	Description	Packaging
LLG09283800	Dispensatore Polyfix, pistone e cilindro in vetro chiaro*, 2-10 ml	1 pz.
LLG09283801	Dispensatore Polyfix, pistone riv. in PTFE e cilindro in vetro**, 2-10 ml	1 pz.
LLG09283802	Dispensatore Polyfix, pistone riv. in PTFE e cilindro in vetro**, 10-50 ml	1 pz.
LLG09283803	Dispensatore Polyfix, pistone vetro e cilindro dosag. ambrato***, 2-10 ml	1 pz.
LLG09283804	Dispensatore Polyfix, pistone vetro e cilindro dosag. ambrato***, 10-50 ml	1 pz.
LLG09283810	Dispensatore Polyfix, pistone e cilindro in vetro chiaro*, 10-50 ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

