

**Dispensatore, per Bottiglia, Polyfix®****Poulten & Graf**

Dispensatore, per Bottiglia, Polyfix®. Adatto al dosaggio di soluzioni acquose e acidi deboli . Con cilindro di dosaggio calibrato, in vetro. Per motivi di sicurezza il blocco valvole non può essere smontato.- Certificato di conformità- Sistema di regolazione del volume facile da utilizzare, a spostamento rapido e taratura a rotazione- Blocco valvole in PP (GL32) con adattatore FIX, che allinea il dispensatore sulla Bottiglia. Il dosatore non è adatto per solventi. La fornitura comprende 2 adattatori in PP (GL 40 e GL 45).



Code	Description	Packaging
LLG09283800	Dispensatore Polyfix, pistone e cilindro in vetro chiaro*, 2-10 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

