



Tappi a vite, PP per provette micro

BRAND

Tappi a vite, PP per provette micro



Code	Description	Packaging
LLG04000235	Tappi a vite, PP per provette micro, colore Blu, non sterile, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz
LLG06266735	Tappi a vite, PP per provette micro, colore trasparente, non sterile, con tappo anti-manomissione, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz
LLG06266736	Tappi a vite, PP per provette micro, colore blu, non sterile, con tappo anti-manomissione, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz
LLG06266737	Tappi a vite, PP per provette micro, colore verde, non sterile, con tappo anti-manomissione, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz
LLG06266738	Tappi a vite, PP per provette micro, colore porpora, non sterile, con tappo anti-manomissione, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz
LLG06266739	Tappi a vite, PP per provette micro, Colore Rosso, non sterile, con tappo anti-manomissione, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz
LLG06266740	Tappi a vite, PP per provette micro, Colore Giallo, non sterile, con tappo anti-manomissione, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz
LLG06401082	Tappi a vite, PP per provette micro, colore verde, non sterile, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz
LLG06401134	Tappi a vite, PP per provette micro, colore giallo, non sterile, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz
LLG06801872	Tappi a vite, PP per provette micro, colore rosso, non sterile, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz
LLG06901915	Tappi a vite, PP per provette micro, colore bianco, non sterile, con guarnizione silicone, -196°C/+121°C	1000 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

