

**Kit Soluzioni per pHmetri SORT/K****WTW**

Kit soluzioni per pHmetri SORT/K. Kit costituito da: 3 flaconi da 250 ml di soluzioni tampone pH 4,01 / 6,87 / 9,18; 1 flacone di soluzione detergente di pepsina; 1 flacone di soluzione riempimento elettrodi KCl 3 M.



Code	Description	Packaging
LLG09040760	Kit soluzioni per pHmetri	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

