

**Liquido da bagno Polyclear Mix 30 Plus****PolyScience**

Liquido da bagno Polyclear Mix 30 Plus.

Previene l'arrugginimento precoce e la crescita di alghe. Ideale per l'uso in circolatori, vasche d'acqua, vasche di agitazione o vasche di riscaldamento. Per applicazioni di routine da 5 a 90 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06275451	Liquido da bagno Polyclear Mix 30 Plus, Range Temp. 5 ... 90 °C, Capacità 1,9 litri	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

