



Unità di filtrazione monouso, tipo 150, 153, 151, 154, 163, 164, membrana in nylon

Unità di filtrazione monouso, tipo 150, 153, 151, 154, 163, 164, membrana in nylon. Membrana in nylon. Codifica colore rosso. Per colture cellulari. Sterilizzazione a raggi gamma. Per la filtrazione sterile di terreni e altri reagenti e per linee di coltura cellulare molto sensibili. Contenuto ridottissimo di sostanze estraibili, senza tensioattivi. Camera superiore ed inferiore in polistirene (PS) e membrana in nylon. Il numero di lotto, il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data di scadenza sono stampate sul filtro, sulla bottiglia e sul ricevitore per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.



Code	Description	Packaging
LLG04685744	Unità di filtrazione monouso, membrana in nylon, Tipo 150, Volume parte superiore/inferiore 150/150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0,20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685745	Unità di filtrazione monouso, membrana in nylon, Tipo 153, Volume parte superiore/inferiore 250/250 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0,20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685746	Unità di filtrazione monouso, membrana in nylon, Tipo 153, Volume parte superiore/inferiore 250/250 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0,45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685754	Unità di filtrazione monouso, membrana in nylon, Tipo 150, Volume parte superiore/inferiore 150/150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0,45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG09046055	Unità filtrazione, nylon, tipo 150, 150/150 ml, pori 0,20 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG09046056	Unità filtrazione, nylon, tipo 150, 150/150 ml, pori 0,45 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG09046061	Unità filtrazione, nylon, tipo 153, 250/250 ml, pori 0,20 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG09046062	Unità filtrazione, nylon, tipo 153, 250/250 ml, pori 0,45 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG04685747	Unità di filtrazione monouso, membrana in nylon, Tipo 151, Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0,20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685748	Unità di filtrazione monouso, membrana in nylon, Tipo 151, Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0,45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685755	Unità di filtrazione monouso, membrana in nylon, Tipo 154, Volume parte superiore/inferiore 500/1000 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0,20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685756	Unità di filtrazione monouso, membrana in nylon, Tipo 154, Volume parte superiore/inferiore 500/1000 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0,45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG09046064	Unità filtrazione, nylon, tipo 151, 500/500 ml, pori 0,20 µm, Ø 75 mm	1 pz.
LLG09046065	Unità filtrazione, nylon, tipo 151, 500/500 ml, pori 0,45 µm, Ø 75 mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09046067	Unità filtrazione, nylon, tipo 154, 500/1000 ml, pori 0,20 µm, Ø 75 mm	1 pz.
LLG09046068	Unità filtrazione, nylon, tipo 154, 500/1000 ml, pori 0,45 µm, Ø 75 mm	1 pz.
LLG04685742	Unità di filtrazione monouso, membrana in nylon, Tipo 163, Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0,20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG09045978	Unità filtrazione, nylon, tipo 163, 500/500 ml, pori 0,20 µm, Ø 90 mm	1 pz.
LLG09045979	Unità filtrazione, nylon, tipo 164, 1000/1000 ml, pori 0,20 µm, Ø 90 mm	1 pz.
LLG04685743	Unità di filtrazione monouso, membrana in nylon, Tipo 164, Volume parte superiore/inferiore 1000/1000 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0,20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz

