

**Portafiltro Nalgene, con imbuto****Nalge****Portafiltro Nalgene™ con imbuto**

Tipo 310.

Per uso con ogni beuta di filtrazione o distributore di vuoto. Con guarnizione per vuoto che può essere usata al posto di un tappo in gomma. Area nominale di filtrazione 11 cm<sup>2</sup> (adattato per filtri a 47 - 50 mm). Con piastra di supporto.



Code	Description	Packaging
LLG09046161	Portafiltro Nalgene con imbuto	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

