

**Cilindro per densimetri, in PP****VITLAB**

Cilindri per densimetri, in polipropilene (PP).

Estremamente trasparenti. Per misure di densità con densimetri.

Il densimetro può essere letto attraverso il recipiente di troppo pieno con cilindro completamente riempito.

- Con becco.
- Graduazioni stampate e anello nei punti primari della scala.
- Calibrato a contenere (IN).
- Base esagonale con fondo borchiato.



Code	Description	Packaging
LLG09004900	Cilindro per densimetri, in PP, Capacità 500 ml Øint. 50 mm Altezza 350 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

