

**Cilindro per densimetri, in PP****VITLAB**

Cilindri per densimetri, in polipropilene (PP).

Estremamente trasparenti. Per misure di densità con densimetri.

Il densimetro può essere letto attraverso il recipiente di troppo pieno con cilindro completamente riempito.

- Con becco.
- Graduazioni stampate e anello nei punti primari della scala.
- Calibrato a contenere (IN).
- Base esagonale con fondo borchiato.



Code	Description	Packaging
LLG09004900	Cilindro per densimetri, in PP, Capacità 500 ml Øint. 50 mm Altezza 350 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

