

**Mini-Incubatore CULTURA M****LLG Labware**

Il Mini-Incubatore CULTURA M è stato appositamente progettato per l'incubazione di slide a contatto e diplslide oltre che per le comuni piastre Petri per rilevazione di batteri, funghi e lieviti. Con il suo ingombro estremamente ridotto può essere facilmente trasportato ovunque sia necessario utilizzarlo. L'incubatore CULTURA® M ha una capacità interna di circa 4 L. Si utilizza nell'ambito della diagnostica medica e delle analisi acque. La porta trasparente consente di controllare l'interno dell'incubatore senza aprire la porta. Fornito con un Multirack per incubare fino a 18 diplslide, un ripiano ed un termometro. Fornito completo di termometro digitale Min/Max con sensore per esterno gratuito.

Caratteristiche

Range temperatura: da 25 a 45 °C

Uniformità temperatura: $\pm 1,0$ °C

Capacità: 4 L

Dimensioni esterne (L x P x H): 310 x 168 x 155 mm

Dimensioni interne (L x P x H): 220 x 150 x 120 mm

Peso: 1,1 kg

Alimentazione: 230V, 50 Hz

Garanzia: 2 anni.



Code	Description	Packaging
LLG06280596	Mini-incubatore Cultura M con termometro di max/min	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

