

**Adattatore per raccordi normalizzati PER SONOPULS, in PTFE****Bandelin**

Adattatore per raccordi normalizzati PER SONOPULS, in PTFE. Adattatore per raccordi normalizzati in PTFE per omogenizzatori HD 2070 / 2200 / 3100 / 3200-NA 29 G Per recipienti con raccordo 29/32, per SH 70 / 213 G- NA 45 G Per recipienti con raccordo 45/40, per SH 70 / 213 / 219 / 225 G



Code	Description	Packaging
LLG09650228	Adattore per raccordi normalizzati tipo NA 29 G	1 pz.
LLG09650229	Adattore per raccordi normalizzati tipo NA 45 G	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

