


**Coperchi di posizionamento per bagni ad ultrasuoni Sonorex****Bandelin**

Coperchi di posizionamento per bagni ad ultrasuoni Sonorex. In acciaio inossidabile. Per supporto bicchieri.



Code	Description	Packaging
LLG09877617	Coperchio forato ES4, x RK1028/H/CH,DT1028/H/CH,RK 1050/DT1050CH,DL1028 H	1 pz.
LLG09877613	Coperchio forato in inox DE 100, per RK/DT 100 H / 102 H / 103 H, DL 102 H	1 pz.
LLG09877616	Coperchio forato in inox DE 6, per bagno RK/DT 106	1 pz.
LLG09877612	Coperchio forato in inox DE 156, per RK/DT 156 BH / 156 BH-RC, DL 156 BH	1 pz.
LLG09877615	Coperchio forato in inox DE 255, per RK/DT 255 H / 255 H-RC, DL 255 H	1 pz.
LLG09877621	Coperchio forato in inox DE 08, per bagno RK/DT 31 / H	1 pz.
LLG09877620	Coperchio forato in inox DE 510, per RK/DT 510 / 510 H / 512 H, DL 510 H	1 pz.
LLG09877614	Coperchio forato in inox DE 514, per RK/DT 514H/514BH/514 BH-RC, DL 514 BH	1 pz.
LLG09877611	Coperchio forato in inox DE 52, per bagno RK/DT 52 / 52H / 52H-RC	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

