



Apparecchio per filtrazioni sottovuoto serie GV 050

Apparecchio per filtrazioni sottovuoto serie GV 050. Capacità imbuto 250 ml. Per membrane con \varnothing 47 o 50 mm e prefiltro di \varnothing 40 mm. Tappo in silicone ed ugello di sfiato forniti di serie. I tipi GV 050A sono equipaggiati con pinza di fissaggio.



Code	Description	Packaging
LLG09603501	Imbuto filtrante GV 050, setto forato, connessione tappo gomma	1 pz.
LLG09603502	Imbuto filtrante GV 050, setto in vetro, connessione TC*, EF**1 L (NS 45)	1 pz.
LLG09603503	Imbuto filtrante GV 050, setto forato, connessione TC*, EF**1 L (NS 45)	1 pz.
LLG09603500	Imbuto filtrante GV 050, setto in vetro, connessione tappo gomma	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

