



## Apparecchio per filtrazioni sottovuoto Serie MV 050/0

Apparecchio per filtrazioni sottovuoto serie MV 050/0. In acciaio inox, resistente chimicamente a quasi tutte le soluzioni acquose e organiche. Volume imbuto 500 ml. Per filtri con diametro 47/50 mm e prefiltro diametro 40 mm. Ad autotenuta, ideale per filtrazioni veloci e ripetitive.



Code	Description	Packaging
LLG09603510	Imbuto filtrante serie MV 050/0	1 pz.
LLG09603520	Imbuto filtrante serie MV 050A/0*, con pinza per chiusura rapida	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

