

**Sessole e cucchiaini monouso, PS, sterili****Bel-Art Products**

Sessole e cucchiaini monouso, PS, sterili. In polistirene bianco o rosso ad elevato impatto. Confezionati singolarmente e sterilizzati in un sacchetto di polietilene pronti per un unico utilizzo e per lo smaltimento. Il lungo manico aumenta la distanza tra la mano e il campione. Il cucchiaino resta verticale sia confezionato che non, per utilizzo anche come navicella di pesata. Le sessole di colore rosso riducono le probabilità che resti del campione residuo nella sessola o che la sessola stessa venga lasciata accidentalmente in un campione. Il colore serve anche come un codice per evitare contaminazioni crociate. Prodotte da materiale di grado FDA. Lotto stampato per accurata tracciabilità; fornite complete di certificato del processo di sterilizzazione.



| Code        | Description                                                                                       | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09150639 | Cucchiaio, capacità 1,23 ml, colore bianco, Attenzione! Ordine minimo 200 pz o multipli di 200 pz | 1 pz.     |
| LLG04675625 | Sessole e cucchiali per campionamento, PS, sterili, Capacità 125 ml, Colore rosso, Lungh. 127 mm  | 100 pz    |
| LLG04675629 | Sessole e cucchiali per campionamento, PS, sterili, Capacità 60 ml, Colore rosso, Lungh. 127 mm   | 100 pz    |
| LLG04675630 | Sessole e cucchiali per campionamento, PS, sterili, Capacità 250 ml, Colore rosso, Lungh. 56 mm   | 100 pz    |
| LLG06242234 | Sessola, capacità 125 ml, colore rosso                                                            | 1 pz.     |
| LLG09150462 | Sessola, capacità 125 ml, colore bianco                                                           | 1 pz.     |
| LLG09150642 | Cucchiaio, capacità 14,79 ml, colore bianco                                                       | 1 pz.     |
| LLG06201657 | Sessola, capacità 15 ml, colore bianco, forma V                                                   | 100 pz    |
| LLG09150640 | Cucchiaio, capacità 2,46 ml, colore bianco                                                        | 1 pz.     |
| LLG04675628 | Sessole e cucchiali per campionamento, PS, sterili, Capacità 250 ml, Colore bianco, Lungh. 56 mm  | 100 pz    |
| LLG09150463 | Sessola, capacità 250 ml, colore bianco                                                           | 1 pz.     |
| LLG09150465 | Sessola, capacità 250 ml, colore rosso, Attenzione! Ordine minimo 20 pz o multipli di 20 pz       | 1 pz.     |
| LLG09150641 | Cucchiaio, capacità 4,93 ml, colore bianco                                                        | 1 pz.     |
| LLG09150461 | Sessola, capacità 60 ml, colore bianco                                                            | 1 pz.     |
| LLG09150464 | Sessola, capacità 60 ml, colore rosso, Attenzione! Ordine minimo 20 pz o multipli di 20 pz        | 1 pz.     |
| LLG04667578 | Sessola, Capacità 60 ml, Colore bianco                                                            | 50 pz.    |
| LLG04667579 | Sessola, Capacità 125 ml, Colore bianco                                                           | 50 pz.    |
| LLG04667580 | Sessola , Capacità 250 ml, Colore bianco                                                          | 50 pz.    |
| LLG04675626 | Sessole e cucchiali per campionamento, PS, sterili, Capacità 60 ml, Colore bianco, Lungh. 127 mm  | 100 pz    |
| LLG04675627 | Sessole e cucchiali per campionamento, PS, sterili, Capacità 125 ml, Colore bianco, Lungh. 127 mm | 100 pz    |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

