

**Sessole e cucchiaini monouso, PS, sterili****Bel-Art Products**

Sessole e cucchiaini monouso, PS, sterili. In polistirene bianco o rosso ad elevato impatto. Confezionati singolarmente e sterilizzati in un sacchetto di polietilene pronti per un unico utilizzo e per lo smaltimento. Il lungo manico aumenta la distanza tra la mano e il campione. Il cucchiaino resta verticale sia confezionato che non, per utilizzo anche come navicella di pesata. Le sessole di colore rosso riducono le probabilità che resti del campione residuo nella sessola o che la sessola stessa venga lasciata accidentalmente in un campione. Il colore serve anche come un codice per evitare contaminazioni crociate. Prodotte da materiale di grado FDA. Lotto stampato per accurata tracciabilità; fornite complete di certificato del processo di sterilizzazione.



Code	Description	Packaging
LLG09150639	Cucchiaino, capacità 1,23 ml, colore bianco, Attenzione! Ordine minimo 200 pz o multipli di 200 pz	1 pz.
LLG04675625	Sessole e cucchiaini per campionamento, PS, sterili, Capacità 125 ml, Colore rosso, Lungh. 127 mm	100 pz
LLG04675629	Sessole e cucchiaini per campionamento, PS, sterili, Capacità 60 ml, Colore rosso, Lungh. 127 mm	100 pz
LLG04675630	Sessole e cucchiaini per campionamento, PS, sterili, Capacità 250 ml, Colore rosso, Lungh. 56 mm	100 pz
LLG06242234	Sessola, capacità 125 ml, colore rosso	1 pz.
LLG09150462	Sessola, capacità 125 ml, colore bianco	1 pz.
LLG09150642	Cucchiaino, capacità 14,79 ml, colore bianco	1 pz.
LLG06201657	Sessola, capacità 15 ml, colore bianco, forma V	100 pz
LLG09150640	Cucchiaino, capacità 2,46 ml, colore bianco	1 pz.
LLG04675628	Sessole e cucchiaini per campionamento, PS, sterili, Capacità 250 ml, Colore bianco, Lungh. 56 mm	100 pz
LLG09150463	Sessola, capacità 250 ml, colore bianco	1 pz.
LLG09150465	Sessola, capacità 250 ml, colore rosso, Attenzione! Ordine minimo 20 pz o multipli di 20 pz	1 pz.
LLG09150641	Cucchiaino, capacità 4,93 ml, colore bianco	1 pz.
LLG09150461	Sessola, capacità 60 ml, colore bianco	1 pz.
LLG09150464	Sessola, capacità 60 ml, colore rosso, Attenzione! Ordine minimo 20 pz o multipli di 20 pz	1 pz.
LLG04667578	Sessola, Capacità 60 ml, Colore bianco	50 pz.
LLG04667579	Sessola, Capacità 125 ml, Colore bianco	50 pz.
LLG04667580	Sessola , Capacità 250 ml, Colore bianco	50 pz.
LLG04675626	Sessole e cucchiaini per campionamento, PS, sterili, Capacità 60 ml, Colore bianco, Lungh. 127 mm	100 pz
LLG04675627	Sessole e cucchiaini per campionamento, PS, sterili, Capacità 125 ml, Colore bianco, Lungh. 127 mm	100 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

