

**Bicchiere a pendolo per TeleScoop, PP****Bürkle**

Bicchiere a pendolo per TeleScoop, in PP. TeleScoop è un sistema di campionamento versatile con accessori intercambiabili per un ampio range di applicazioni. Gli accessori (beaker angolari, beaker oscillanti, porta bottiglie, beaker in acciaio inossidabile e reti da immersione) sono attaccati all'asta da un pratico giunto ad innesto. Ideale per campionamenti da bagni, vasche, pozzi, corsi d'acqua aperti ecc. Profondità di immersione fino a 6 metri raggiungibile tramite l'asta telescopica regolabile in alluminio. Oscilla automaticamente in posizione verticale. Ideale per pozzi angusti, senza asta.



Code	Description	Packaging
LLG09303822	Bicchiera, a pendolo, per campionatore Cap. 1000 ml Materiale PP	1 pz.
LLG09303825	Bicchiera a pendolo per TeleScoop, PP, Capacità 1000 ml, Materiale V2A	1 pz
LLG09303824	Bicchiera, a pendolo, per campionatore Cap. 2000 ml Materiale PP	1 pz.
LLG09303820	Bicchiera, a pendolo, per campionatore Cap. 600 ml Materiale V2A	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

