

**Matracci tarati, PFA, Classe A****BRAND****Matracci tarati, PFA, Classe A**

Con tappo a vite, PFA. Tolleranza in accordo alla classe A, DIN EN ISO 5215. Calibrati a contenere (TC, In).

Includono un certificato di lotto. Autoclavabili, facili da pulire. Tappo a vite in PFA con anello di tenuta saldato. L'esposizione a temperature fino a 121°C ( da autoclave) non causerà il superamento dei limiti di tolleranza. Si raccomanda una temperatura massima di lavaggio di 60°C per preservare i segni di graduazione e le iscrizioni.

Il certificato del lotto è scaricabile dal sito web del produttore.



Code	Description	Packaging
LLG04000069	Matracci tarati, PFA, Classe A, Volume nominale 10 ml, Altezza 90 mm, Filettatura GL 18, Tolleranza $\pm 0.04$ ml	1 pz
LLG04000070	Matracci tarati, PFA, Classe A, Volume nominale 25 ml, Altezza 108 mm, Filettatura GL 18, Tolleranza $\pm 0.04$ ml	1 pz
LLG04000071	Matracci tarati, PFA, Classe A, Volume nominale 100 ml, Altezza 166 mm, Filettatura GL 18, Tolleranza $\pm 0.1$ ml	1 pz
LLG04000072	Matracci tarati, PFA, Classe A, Volume nominale 250 ml, Altezza 222 mm, Filettatura GL 25, Tolleranza $\pm 0.15$ ml	1 pz
LLG04000073	Matracci tarati, PFA, Classe A, Volume nominale 500 ml, Altezza 262 mm, Filettatura GL 25, Tolleranza $\pm 0.25$ ml	1 pz
LLG07621728	Matracci tarati, PFA, Classe A, Volume nominale 50 ml, Altezza 143 mm, Filettatura GL 18, Tolleranza $\pm 0.06$ ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

