



pHmetro pH/Redox pH 3110 Set SM PRO, LLG Premium Line, incl. Elettrodo pH Sentix 41 e copertura protettiva SM Pro. Xylem Analytics Germany (WTW)

La linea LLG Premium è una selezione di strumenti di alta qualità prodotti dai fornitori più affidabili.

Il pHmetro 3110 Set SM PRO è pronto all'uso per misure di pH e Redox sul campo.

### Provata qualità

- Con elettrodo universale pH Sentix 41;
- Robusto, con struttura resistente in ABS;
- Protezione aggiuntiva grazie alla copertura SM Pro in silicone;
- Impermeabile in accordo con IP 67.

### Funzionamento eccellente e ottima usabilità

- Pronto all'uso, in valigetta per il trasporto;
- Display LCD largo e di chiara lettura grazie all'elevato contrasto;
- Tastiera con solo 6 chiavi in silicone esente fessure;
- E' possibile operare facilmente sulla tastiera anche con i guanti;
- Facile da pulire.

### Elevata sicurezza

- Funzione automatica AutoRead per letture riproducibili.
- Calibrazione su 3 punti con tamponi tecnici o DIN/NIST.
- Timer per calibrazione integrato con funzione di promemoria per una calibrazione regolare.

**Fornitura:** pHmetro pH 3110 ProfiLine, elettrodo pH Sentix 41, tampone STP 4 / STP 7 (50 ml ognuno), copertura protettiva SM Pro, soluzione KCL, bicchiere di misura (50 ml), porta-elettrodo, valigetta di trasporto.

### Intervallo di misura

- pH: -2.0 ... 20.0 -2.00 ... 20.0 -2.000 ... 19.999.
- Accuratezza:  $\pm 0.01$  ( $\pm 1$  digit)  $\pm 0.005$  (15 °C ... 35 °C).
- mV / Accuratezza:  $\pm 1200.0 / \pm 0.3 \pm 2000 / \pm 1$ .
- Temperatura: -5.0 ... 105.0 °C.
- Accuratezza:  $\pm 0.1$  °C.
- Compensazione della temperatura: automatica via elettrodo pH con sonda di temperatura

integrata.

- Elettrodo pH Sentix 41.
- Tipo di presa: DIN.
- Sensore di temperatura: NTC 30 kOhm.
- Lungh.: 120 mm.
- Ø: 12 mm.
- Elettrolita: gel.



- Lunghezza cavo: 1 m.

Code	Description	Packaging
LLG04684148	pHmetro pH/Redox pH 3110 Set SM PRO, LLG Premium Line, incl. Elettrodo pH Sentix 41 e copertura protettiva SM Pro.	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

