

**Supporto per flaconi di campionamento per TeleScoop, PP/PA****Bürkle**

Supporto per flaconi di campionamento per TeleScoop, PP/PA. TeleScoop è un sistema di campionamento versatile con accessori intercambiabili per un ampio range di applicazioni. Gli accessori (beaker angolari, beaker oscillanti, porta bottiglie, beaker in acciaio inossidabile e reti da immersione) sono attaccati all'asta da un pratico giunto ad innesto. Ideale per campionamenti da bagni, vasche, pozzi, corsi d'acqua aperti ecc. Profondità di immersione fino a 6 metri raggiungibile tramite l'asta telescopica regolabile in alluminio. Per campionatori di tipo industriale. Adatto per tutti i flaconi fino Ø 88 mm, incluse bottiglie da 750 ml. Per flaconi in plastica e vetro. Con nastro per bloccaggio rapido universale.



Code	Description	Packaging
LLG09303830	Supporto, per flacone di campionamento	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

